

Gültigkeit/Verteiler:

X													
Alle	GF	Med.	MSD	PD	PT	Phy	Ergo	VwE	Kü	Se	HT	Fa	Re

YOLII Leitfaden

Programm öffnen

1. Destop: Chrome-Browser (nicht Terminalserver)
2. Mitarbeiter- Chip auf Yoli Box halten zum Einloggen
 - Falls es nicht funktioniert einmal die Box vom Kabel trennen

Neuen Kunden anlegen

1. Mitarbeiter- Chip auf Yoli Box halten zum Einloggen
2. Auf „Person anlegen“ klicken
3. Daten eingeben
4. NFC generieren (Kunden Armband auf Yoli Box halten)

Trainingsplan anlegen

1. Kunden aufrufen
2. Auf „Training“ klicken (oranger Button in der Mitte mit Kalender)
3. Auf „+Trainingsplan“ klicken
4. Übungsvorlage und Belastungsvorlage auswählen
5. Übungen über „+Übungen“ hinzufügen/ über Papierkorb löschen
6. Gewichte, Sitzposition etc. am Gerät über Master-Pin einstellen

Gewichte verändern

- Über PC
 1. Mitarbeiter- Chip auf Yoli Box halten zum Einloggen
 2. Kundenarmband auf Yoli Box halten oder über Namen suchen
 3. Gewichte über Trainingsplan bearbeiten verändern
- Über Gerät
 1. Master- Pin einstecken (oberste Schublade MTT Tresen)
 2. Kunde über Armband am Gerät einloggen
 Gewichte verändern

Trainingsplan verlängern

1. Mitarbeiterchip auf Box halten zum Einloggen
2. Kundenarmband auf Box halten oder über Namen suchen
3. Trainingsplan kopieren
 - ➔ Fragen ob ein Termin zur Anpassung des Trainingsplan gewünscht ist

Fehlerquellen:

- Spint schließt nicht: beim Reingehen nicht angemeldet oder nicht lange genug dran gehalten
- Gerät stellt nicht ein: Trainingsplan abgearbeitet oder mehrere Trainingspläne auf dem Armband