

Befüllanleitung für Tuchspendersysteme

Geltungsbereich:	Alle Bereiche
Produkt:	Tuchspendersysteme
Desinfektionslösung:	Ventisept F
Aufbereitungsvorschrift:	Vor jeder Neubefüllung
Ziele:	Frei von pathogenen Erregern
Mikrobiologische Kontrolle:	Stichproben durch HFK
Durchführung:	▪ Hygienische Händedesinfektion ▪ Einmalhandschuhe anziehen ▪ Deckel des Feuchttuchspenders öffnen ▪ Vliestuchrolle aus der Verpackung nehmen und in den Spender einsetzen ▪ Je nach vorhandener Tuchrollengröße und gewünschter Feuchtigkeit Desinfektionslösung, in einem separaten Gefäß entsprechend den Herstellerangaben ansetzen. Fertige Lösung langsam und spiralförmig über die Vliestuchrolle in den Spender eingießen 50/70 Blatt-Rolle 1-1,5 Liter 100-Blatt-Rolle 2,5-3 Liter 120-Blatt-Rolle 2-2,5 Liter ▪ Das erste Vliestuch aus der Mitte der Tuchrolle herausziehen und anschließend den vorderen Teil des Tuches durch das sternförmige Entnahmesystem führen. Das erste Tuch verwerfen ▪ Feuchttuchspender durch festes Andrücken des Deckels verschließen ▪ Den Schutzdeckel der Entnahmeöffnung verschließen. Hierbei darauf achten, dass das herausgezogene Tuch vollständig vom Schutzdeckel umschlossen und somit vor Austrocknung geschützt wird ▪ Das befüllte Tuchspendersystem ist nach 30 Min. Vortränkzeit Einsatzbereit ▪ Das befüllte Tuchspendersystem ist nach 30 Min. Vortränkzeit Einsatzbereit