

Manuelle Aufbereitung der Tuchspendersysteme

Geltungsbereich:	Alle Bereiche
Produkt:	Tuchspendersysteme
Reinigung:	Heißes Wasser
Desinfektion:	Ventisept liquid AF wipes
Aufbereitungsvorschrift:	Vor jeder Neubefüllung
Ziele:	Frei von pathogenen Erregern
Mikrobiologische Kontrolle:	Stichproben durch HFK
Durchführung:	▪ Mögliche Reste der benutzten Vliestuchrolle sowie eventuelle Flüssigkeitsreste entsorgen ▪ Spender und Deckel mit heißem Trinkwasser gründlich aus-bzw. abspülen und abtrocknen ▪ Danach erfolgt eine Wischdesinfektion aller Oberflächen mit einem alkoholischen, rückstandsfrei auf trocknenden Flächen-Desinfektionsmittel (siehe Desinfektionsplan) ▪ Alle Oberflächen müssen vollständig benetzt sein ▪ Ist das Desinfektionsmittel auf allen Oberflächen getrocknet, kann der Spender mit neuer Vliestuchrolle und frisch angesetzter Desinfektionsmittel-Lösung befüllt werden