

1. Verfahrensanweisung für die hygienische Aufbereitung von Wandspendern für Händedesinfektionsmittel und Waschlotion		
1.1	Zweck	Aufbereitung von Spendern für Händedesinfektionsmittel und Waschlotion, da nicht oder unzureichend gereinigte Spender zu einer Keimbesiedelung von Spendern und Produkten führen können.
1.2	Durchführung	- Tägliche Wischdesinfektion außen. - Wechsel des Händedesinfektionsmittels bzw. der Waschlotion/ des Hautpflegeproduktes bei leerem Gebinde oder nach Ablauf der Haltbarkeit.
1.3	Haltbarkeitsdauer von Händedesinfektionsmitteln, Waschlotionen und Produkten zur Hautpflege	- Die Haltbarkeit von Waschlotionen sowie Hautpflegeprodukten in geöffneten und jeweils wieder fest verschlossenen Originalgebinden beträgt 12 Monate. - Die Haltbarkeit von alkoholischen Händedesinfektionsmitteln in geöffneten und nicht wieder fest verschlossenen Behältern bzw. von Flaschen im Spender ohne fest geschraubte Dosierpumpe variiert je nach Spender zwischen 6 und 12 Monaten. - Im Eurospender 1 plus und dem Eurospender 1 plus touchless sind Händedesinfektionsmittel, Reinigungs- und Pflegeprodukte 12 Monate haltbar, das Gleiche gilt für die Eurospender 2, 3 und 3000. - Im Eurospender 1 und Eurospender 2000 beträgt die Haltbarkeit von Händedesinfektionsmitteln nach Anbruch 6 Monate.
1.4	Regelmäßige Reinigung des Spendersystems	- Es erfolgt täglich eine Wischdesinfektion des Außengehäuses. - beim Wechseln des Gebindes oder regelmäßig in festgelegten Abständen (z. B. pro Quartal) aus dem Spender nehmen - Steigrohr der Pumpe mit einem sauberen, fusselfreien Einmaltuch abwischen, um eventuelle Produktrückstände zu entfernen - Dosierpumpe entfernen und mit einem weiteren fusselfreien Tuch gründlich unter fließend heißem Wasser reinigen, dabei besonders auf den Auslauf und das Gewinde achten - anschließend das Steigrohr mit heißem Wasser durchspülen - danach Dosierpumpe zum Trocknen auf Einwegpapiertücher legen - Spendergehäuse unter fließendem heißem Wasser abspülen - schwer zu erreichenden Stellen mit einer geeigneten Bürste reinigen - Gehäuse anschließend mit Einmaltüchern trocknen - die an der Wand fixierte Spenderrückwand mit einem fusselfreien feuchten Einmaltuch desinfizierend reinigen - Spender wieder zusammensetzen und mit entsprechendem Mittel bestücken - Die Flaschen sind mit dem Anbruchdatum zu beschriften. Dazu sollten entsprechende Aufkleber oder desinfektionsmittelbeständige Stifte verwendet werden.
1.5	Dokumentation	Der Vorgang ist mit Datum, Namen und Ort des Spenders zu dokumentieren.