

REINIGUNGS-/ DESINFEKTIONSPLAN

HAUTSCHUTZPLAN

Klinik:	HolsingVital Bad Holzhausen		Abteilung: Pflege, Arztzimmer, Untersuchungsraum			
Gegenstand/Maßnahme		Produkt	Konz.	EWZ	Häufigkeit	Ausführung
	Hygienische Händedesinfektion	Skinman Soft Protect FF	gebr.-fertig	30 sek.	• VOR: Patientenkontakt, aseptischen Tätigkeiten • NACH: Kontakt mit potentiell infektiösem Material, Patientenkontakt, Kontakt mit der unmittelbaren Patienten Umgebung	Etwa 3–5 ml Desinfektionslösung, bzw. eine Menge, die in eine Hohlhand passt Händedesinfektionsmittel aus dem Spender in die trockenen Hände geben und gleichmäßig bis zu den Handgelenken einreiben. Fingerzwischenräume und Nagelfalz beachten. Gemäß TRBA 250 und RKI ist das Tragen von Schmuck an Händen und Unterarmen nicht gestattet Merke: · Kein Wasser zugeben!
	Händewaschung	Manisoft	gebr.-fertig	-	bei Verschmutzung nach Toilettengang vor Pausenbeginn	Waschlotion gut mechanisch reinigen. Mit Wasser gründlich abspülen. Anschließend mit Einmalhandtuch trocknen.
	Hautschutz	LINDESA Professional	gebr.-fertig	-	vor Dienstbeginn nach Pausen vor Feuchtarbeiten	Gleichmäßig in die trockenen Hände einmassieren. Hautschutzpräparate nur aus Spendern oder Tuben entnehmen (keine Cremedosen).
	Hautpflege	LINDESA Professional	gebr.-fertig	-	nach Arbeitsende, ggf. nach Hautreinigung vor Pausen	Gleichmäßig in die trockenen Hände einmassieren. Hautschutzpräparate nur aus Spendern oder Tuben entnehmen (keine Cremedosen).
	Einmalhandschuhe		Anlegen: -bei Kontakt mit potenziell infektiösen Materialien -bei der Körperpflege -zur Blutentnahme -bei der Verwendung von Flächendesinfektionsmitteln usw.			- Vor dem Anlegen und NACH dem Ablegen der Einmalhandschuhe hygienische Händedesinfektion durchführen. - Passende Größe auswählen - Nach Benutzung entsorgen
	Spender	Incidin™ Pro	1,5 %	60 Min.	bei Flaschenwechsel bei Bedarf	Jeweils neue Behälter für Waschlotion und Händedesinfektionsmittel verwenden. Wischdesinfektion durchführen. Düse mit heißem Wasser durchspülen.
	Hautdesinfektion	Octerniderm®	gebr.-fertig	mind.30 Sek.	vor Blutentnahmen, Verbandwechsel Punktionen & Injektionen an talgdrüsenarmer Haut	Aufsprühen des Desinfektionsmittels. Haut-bereich mit keimarmen, je nach Injektionsort mit sterilem Tupfer abreiben. Präparat nochmal aufsprühen. Einwirken lassen (nicht abreiben).
	Schleimhaut-desinfektion	Octenisept®	gebr.-fertig	mind. 60 Sek.	Bei akuten, chronischen, chirurgischen und Verbrennungswunden	sterile Kompressen auf Wundfläche legen, unter aseptischen Bedingungen mit getränkten Tupfern abreiben. <i>Einwirkzeit beachten!</i>
	Blutdruck-manschette, Stethoskop,	Incidin™ Pro	1,5 %	60 Min.	bei Bedarf nach Patientenkontakt + sichtbarer Kontamination	Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.
	Instrumenten und Zubehör	-	-	-	Trockenenentsorgung nach Benutzung	Abwurf in Transportboxen zur Weiterleitung an die externe ZSVA
	Einmalinstrumente	-	-	-		keine Aufbereitung!
	Flächendesinfektion der Arbeitsflächen	Incidin™ Pro	1,5 %	60 Min.	Nach Kontamination täglicher Unterhaltsreinigung und bei Bedarf	Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.
		Adenovirus	2,0 %	60 Min.		Nicht nachtrocknen.
	Alkohol-empfindliche Geräte	Incidin Oxy Wipe	gebr.-fertig	15 Min.	Nach Benutzung bei Bedarf sichtbarer Kontamination	Alkoholfreie Desinfektion empfindlicher Oberflächen. Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.
		Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Monate				
	Alkohol-unempfindliche Geräte	Incidin Alcohol Wipe	gebr.-fertig	15 Min.	Nach Benutzung bei Bedarf sichtbarer Kontamination	Alkoholische Desinfektion. Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.
		Haltbarkeit nach Anbruch: 2 Monate				
	Vliestuchspendersysteme	Incidin™ Pro	1,5 %	60 Min.	nach 28 Tagen Standzeit oder bei Bedarf	Aufbereitung nach Herstellerangaben
	Berufskleidung			Wechsel arbeitstäglich bei Kontamination bei Bedarf	Maschinelle Aufbereitung; desinfizierendes/ thermisches Waschverfahren. Keine Privatkleidung (Strickjacken/ langärmelige Kleidung) über und unter der Dienstkleidung tragen. Die Kleidung darf nur zentral aufbereitet werden - nicht zuhause waschen!	
	Bettschieber, Toilettenstuhleimer, Urinflaschen	-	-	-	Nach jeder Benutzung	Thermische Desinfektion in der Fäkalien-spüle (Erdgeschoss – Pflegearbeitsraum).
	Bett, Matratze, Nachttisch, Inventar Behandlungsliege	Incidin™ Pro	1,5 %	60 Min.	Nach Patientenwechsel, nach Benutzung und bei Bedarf + Kontamination	Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.
	Medikamentenkühlschrank	Incidin™ Pro	1,5 %	60 Min.	1 x im Monat Bei Bedarf	Gründlich von außen und innen auswischen. Einwirkzeit abwarten. Wischdesinfektion durchführen. Auf vollständige Benetzung achten. Nicht nachtrocknen.
	Clostridioides difficile Noroviren Rotaviren	Incidin® Active	2 %	30 Min.	Schlussdesinfektion bei Bedarf	Ansetzen mit kaltem Wasser. Angesetzte Gebrauchslösungen hat eine Standzeit von max.24 Stunden.

erstellt durch:	Freigabe:	Stand:	
© hycom GmbH & Co. KG	Hygienekommission		Pflege, Arztzimmer + Untersuchungsraum
	11/2025	11/2025	Seite 1 von 1